Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:04

Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/revoroll-2w1-roller-walek-do-masazu-rehabilitacji-cwiczenia-epp-33cm-hrd-system-p-9198.html



# REVOROLL 2W1 ROLLER WAŁEK DO MASAŻU REHABILITACJI ĆWICZENIA EPP 33CM - HRD SYSTEM

| | |
|---|---|
| Cena | **45,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **H0411** |

## Opis produktu

# REVOROLL 2W1 ROLLER WAŁEK DO MASAŻU REHABILITACJI ĆWICZENIA EPP 33CM - HRD SYSTEM




**Dwa wałki w zestawie!**

RevoRoll to profesjonalny, podwójny roller do masażu mięśni, który zapewni Ci regenerację na najwyższym poziomie. Dzięki konstrukcji 2w1 możesz dopasować masaż do własnych potrzeb – korzystaj z szerszego zewnętrznego wałka lub węższego, wewnętrznego rollera, aby precyzyjnie rozmasować wybrane partie ciała.

**Dlaczego warto wybrać RevoRoll?**

Podwójna konstrukcja 2w1 – wałek zewnętrzny + wewnętrzny, idealny do masażu różnych grup mięśni
Profesjonalna autoterapia – redukuje napięcie mięśniowe, poprawia mobilność i krążenie krwi
Uniwersalne zastosowanie – idealny do masażu pleców, łydek, ud, pośladków, ramion i klatki piersiowej
Wysoka trwałość – wykonany z odpornej na odkształcenia pianki EPP
Łatwy w czyszczeniu i hipoalergiczny – bezpieczny dla alergików

**Parametry techniczne:**

Marka: Beltor HRD System
Model: RevoRoll
Długość: 33 cm
Średnica wałka zewnętrznego: 14 cm
Średnica wałka wewnętrznego: 6 cm
Materiał: twarda pianka EPP
Konstrukcja: 2 elementy (roller zewnętrzny + wewnętrzny)
Kolor: czarny

**Zastosowanie**:

Rozluźnienie mięśni po treningu siłowym i wytrzymałościowym
Masaż powięzi w rehabilitacji i fizjoterapii
Przyspieszenie regeneracji po urazach i kontuzjach
Poprawa mobilności i elastyczności ciała
Rozbijanie punktów spustowych


BELTOR®




**Jak używać?**

Statyczne rozluźnianie punktów spustowych – połóż się na rollerze w miejscu bólu, stopniowo zwiększaj nacisk aż poczujesz ulgę
Dynamiczny automasaż – przesuwaj ciało wzdłuż rollera powoli, kilkukrotnie masując spięte partie mięśni

**Przeciwwskazania**:

Otwarte rany, wylewy podskórne
Brak ciągłości tkanek, zmiany skórne, infekcje
Automasaż na stawach i kościach
Nadmierny ból, zawroty głowy lub problemy z krążeniem
Choroby nowotworowe (bez zgody lekarza)






BELTOR


BELTOR



