

Link do produktu: <https://centrumkulturystryki.pl/owijki-boklerskie-3m-yellow-bawelniane-beltor-p-2556.html>



## Owijki boklerskie 3m Yellow - bawelniane - Beltor

Cena	<b>29,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>B0353</b>

### Opis produktu

## Owijki boklerskie 3m Yellow - bawelniane - Beltor

Polecane są każdemu zawodnikowi sztuki walki, niezależnie od stażu, czy dyscypliny. Owijki zabezpieczają wszystkie luźne stawy i ruchome kości, tak aby były ze sobą złączone i miały ograniczoną mobilność podczas uderzenia.

Owijki bawelniane chłoną wilgoć, dzięki czemu użytkowanie rękawic jest bardziej higieniczne i komfortowe. Zakończenie pętłą na kciuk na jednym z końców, ułatwia zakładanie owijek, a rzep na drugim końcu zapobiega rozwiązywaniu się taśmy.

### Komfort i ochrona Twoich dłoni!

- szerokość 5 cm;
- usztywniają dłonie, oraz zapobiegają kontuzjom;
- specjalny splot zapobiega zwiłaniu się bandaża;
- mocowanie na kciuk;
- zapinane na solidny szeroki rzep.

### Wygodne etui GRATIS!

Do owijek dołączane jest etui, które pozwoli na utrzymanie odpowiedniej higieny przy korzystaniu z owijek. Zapinane jest na suwak, dzięki czemu w szybki sposób możesz je wyjąć i przygotować do treningu. Boczne strony opakowania wykonane są z siatki, która zapewnia odpowiednią wentylację owijek i zapobiega zatrzymaniu zapachu w zwiniętych owijkach.

### Jak wiązać owijki boklerskie?

- Rozwiń bandaż, tak, aby odsłonić pętlę na kciuk na ich końcu.
- Umieść pętlę wokół podstawy kciuka i rozciągnij opaskę na grzbiecie dłoni.
- Owiń kostki trzy razy.
- Przeciągnij bandaż przez grzbiet dłoni i owiń nadgarstek trzy razy.
- Przeciągnij taśmę w poprzek dłoni i owiń ją do połowy kciuka.
- Ponownie wróć na dłoń, przeciągnij nad jej grzbietem i owiń bandaż do połowy kciuka z drugiej strony.
- Zawień bandaż wokół nadgarstka i używając kciuka jako „kotwicy” zacznij owijać między każdym palcem, zaczynając od małego i serdecznego palca. Trzymaj kciuk w pełni wysunięty, aby splot wychodził z podstawy kciuka.
- Po zawinięciu wszystkich trzech odstępów między kostkami palców i palcami, użyj kciuka jako kotwicy po raz ostatni, wróć na zewnątrz kostek i owiń je trzy razy.
- Następnie przeciągnij taśmę krzyżowo przez grzbiet dłoni i owiń jeszcze trzy razy wokół nadgarstka.
- Jeśli został Ci jeszcze bandaż, możesz owijać dłoń krzyżowo w przód i tył, tworząc wzór X.