

Link do produktu: <https://centrumkulturystylki.pl/pomaraneczowy-pas-karate-kyokushinkai-z-haftem-do-kimona-karategi-200-cm-beltor-p-8672.html>



POMARAŃCZOWY PAS KARATE KYOKUSHINKAI Z HAFTEM DO KIMONA KARATEGI 200 cm - BELTOR

Cena	49,00 zł
------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	B2516
------------------	--------------

Opis produktu

Beltor Pomarańczowy pas karate Kyokushinkai z haftem -
200 cm



Pomarańczowy pas - Orenji obi

Jest to drugi etap na drodze do doskonalenia umiejętności karate. Pomarańczowy pas zobowiązuje do zrozumienia oraz przestrzegania etykiety Dojo. Kolor pasa nawiązuje do czary podstawy, znajdującej się u podstawy kręgosłupa, której żywiołem jest Ziemia. Symbolizuje stabilność. Prawidłowa i stabilna postawa to pierwszy oraz podstawowy krok na drodze do sztuk walki. Pokorne doskonalenie swoich umiejętności pozwolą na uzyskanie pasa w kolorze niebieskim.

Dane techniczne:

Długość: 200 cm

Szerokość: 4 cm

Materiał: 100 % bawełna

Staranne wykończenie od początku do końca!

Pas wzmocniony jest aż 8 szeregowym przeszyciem z użyciem mocnych i grubych nici. Skrajne elementy są dodatkowo wzmocnione i wykończone w estetyczny sposób, dzięki czemu pas nie ulega zniszczeniom i wytrzymuje intensywne treningi! Szerokość pasa została dopasowana tak, aby z łatwością można było go związać.

Haft został wykonany z najwyższą starannością, gwarantując trwałość, która będzie cieszyć przez lata. Stanowi doskonały sposób na wyróżnienie swojego stopnia zaawansowania, łącząc estetykę z głęboką symboliką.





Beltor - Marka wybierana przez mistrzów!

Polecany jest przez najlepszych zawodników ze świata karate, którzy cenią sobie profesjonalną jakość wykonania i komfort użytkowania! Dąż do osiągnięcia perfekcji technik sztuki walki karate i duchowego spokoju tą samą drogą co najlepsi zawodnicy!





Jak dobrać długość pasa?

Wszystko zależy nie tylko od obwodu zawodnika, ale również od stylu wiązania. Zwykle kobiety zawiązują pasy w talii, a mężczyźni na biodrach. Najlepszym sposobem jest zmierzenie długości przy pomocy sznurka, taśmy lub innego pasu materiałowego. Należy zawiązać go w pożądanym sposobie, dodać dodatkowo około 5-8 cm więcej centymetrów na węzeł (ze względu na szerokość pasa) oraz dopasować długość obu końców jakiej chcemy uzyskać w docelowym pasie. Dopasowany w ten sposób sznurek lub taśmę należy odpowiednio oznaczyć, a po zdjęciu zmierzyć jego długość. Pas można owijać pojedynczo lub podwójnie, z tego względu dobór rozmiaru jest bardzo indywidualny.