

Link do produktu: <https://centrumkulturystryki.pl/rekawice-bokserskie-standard-blue-skora-bydleca-beltor-p-2427.html>



## Rękawice bokserskie Standard Blue – skóra bydlęca - Beltor

Cena	<b>229,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>00378</b>

Opis produktu

Rękawice bokserskie Standard Blue – skóra bydlęca - Beltor



Standard jest modelem przeznaczonym głównie dla zaawansowanych fighterów i jednocześnie zalecanym dla osób rozpoczynających przygodę ze sportami walki. Rękawice polecane są przede wszystkim do walk, prac na workach i tarczach oraz tzw. zadaniówek. Znakomicie sprawdzą się dla osób o każdym stopniu zaawansowania. Idealne dopasowanie do dłoni zapewnia maksymalny komfort i wygodę podczas treningów minimalizując ryzyko wystąpienia kontuzji.

Jakość i bezpieczeństwo są naszym priorytetem, dlatego każdy produkt przechodzi przez wielopoziomowy proces kontroli jakości. Tworząc markę BELTOR stosujemy najwyższej jakości surowce i materiały. Szereg sprawdzonych rozwiązań technologicznych maksymalizuje poziom bezpieczeństwa.

**THUMB LOCK SYSTEM** - Technologia polegająca na zablokowaniu kciuka tak, aby przylegał do pięści. Dzięki zastosowaniu skórzanego łącznika, kciuk jest o wiele bezpieczniejszy, a ryzyko wybicia palca jest zminimalizowane niemal do zera.

**X-FOUR LAYER SYSTEM** - System oparty na zastosowaniu czterech warstw gęstej ręcznie profilowanej pianki. Dzięki tej technologii rękawice są niemal całkowicie odporne na zniekształcenie, a ich profil przez długi okres czasu pozostaje taki jak

bezpośrednio po zakupie.

**HEAT RELEASE SYSTEM** - Oparta na perforacji symetrycznej technologia, zapewniająca odprowadzenie ciepła. Charakteryzuje się nie tylko normowaniem temperatury ale odgrywa także dużą rolę w dbaniu o higienę użytkownika.

**STRONG VELCRO** - Udoskonalona technologia tradycyjnego zapięcia rzepowego typu velcro, wydłużająca trwałość do maksimum, jednocześnie zapobiegając niekontrolowanemu rozpięciu.





### Zalety rękawic bokserskich Standard

Ręczne wykonanie rękawic bokserskich Standard gwarantuje dopracowanie w każdym calu, a użycie najwyższej jakości naturalnej skóry bydlęcej zapewnia o ich trwałości. Zamknięty profil rękawicy wybiciu podczas silnych uderzeń. Specjalny wałek umieszczony wewnątrz dłoni, wspiera pełne zaciśnięcie pięści. Rękawice Beltor Standard wypełnione są odporną na zbijanie się pianką o różnej gęstości, co gwarantuje wysoką trwałość. Do zszycia rękawic, użyta została nić trój-skrętna wykonana w 100% z mocnych włókien poliestrowych. Charakterystyczny logotyp, wyróżni każdego użytkownika sprzętu Standard. Szeroki rzep otaczający nadgarstek to duże ułatwienie podczas zakładania i zapinania rękawic, jednak głównym zadaniem rzepu jest mocne trzymanie i usztywnienie nadgarstka zmniejszając ryzyko kontuzji. Nowoczesny design dzięki, któremu pokażesz swoją oryginalność i styl. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi aukcjami, na których dostępne są inne kolory rękawic.

**Gratis Etui - zbij rękawice wygodnie na trening!**

Do rękawic dołączone jest estetyczne i trwałe etui zapinane na suwak, stanowiące dodatkową ochronę rękawic. Dodatkowo zapewnia odseparowanie rękawic od odzieży czy obuwia na trening, dzięki czemu zadbasz o maksymalny poziom higieny na treningu!





### **Jak dopasować rękawice bokserskie?**

Podstawowym elementem komfortowego użytkowania jest prawidłowe dopasowanie rozmiaru rękawic. Waga rękawic przedstawiona są w jednostce Oz czyli w uncjach, co za tym idzie - im większa waga rękawic, tym większy rozmiar. (1 oz = 28,4 gramy). Wybór lżejszych rękawic szczególnie polecany jest do treningów na przyrządach lub w profesjonalnych walkach. Do sparingów najczęściej wybierane są cięższe modele, ponieważ są bardziej zabudowane, przez co są bezpieczniejsze dla użytkowników. Odczuwalność ciosów w takich rękawicach jest zdecydowanie mniejsza dla użytkownika jak i partnera sparingowego. W przypadku jeśli chcesz popracować nad swoją kondycją i zwiększyć wytrzymałość również możesz zdecydować się na wybór cięższych rękawic. Rękawice dopasowane powinny być głównie do wagi użytkownika.

### **Dopasowanie rękawic bokserskich względem wagi**

### **Mężczyźni**

WAGA [kg] | TRENING | SPARING

51 - 65 | 8 - 10oz | 12 - 14 oz

66 - 75 | 12 oz | 12 - 14 oz

76 - 87 | 12 oz | 14 - 16 oz

88+ | 12 oz | 14 - 16 oz

### **Kobiety**

WAGA [kg] | TRENING | SPARING

45 - 50 | 8 oz | 12 - 14 oz

50 - 60 | 10 oz | 12 - 14 oz

60 - 70 | 12 oz | 14 - 16 oz

70+ | 12 oz | 14 - 16 oz



Zaleca się używanie owijek bokserskich lub specjalnych owijek żelowych dodatkowo usztywniających nadgarstek oraz zabezpieczających dłonie przed kontuzją. Dodatkowo owijki pełnią funkcję pochłaniacza potu, dzięki czemu używanie rękawic będzie bardziej higieniczne. Dostępność kolorów oraz różnorodna długość dostępna w naszych pozostałych aukcjach.



#### **Jak dbać o rękawice bokserskie? - 5 zasad**

1. Higiena dłoni - dokładnie umyj i wysusz ręce przed założeniem rękawic
2. Używaj bandaży bokserskich, owijek, rękawic wewnętrznych oraz po każdym treningu koniecznie musimy je wyprać.
3. Wysusz rękawice po treningu - nie zostawiaj ich w torbie treningowej
4. Nie pożyczaj rękawic - rękawica bokserska dopasowuje się do dłoni i nie powinna być używana przez inną osobę
5. Dbaj o skórę rękawic - zewnętrzną warstwę rękawicy posmaruj odpowiednim olejkiem, ponieważ sucha skóra posiada tendencję do pękania

#### **Czy można prać rękawice bokserskie?**

Nie można. Pranie rękawic może spowodować uszkodzenie struktury rękawicy. Dodatkowo z pewnością ulegną one procesom pojawienia się pleśń.

Skuteczny sposób konserwacji rękawic

Rękawice należy czyścić ręcznie wilgotną szmatką używając mydła. Użycie silnych środków może wpłynąć na zmianę właściwości materiału. Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu, a po użytkowaniu należy je osuszyć w temperaturze pokojowej. Nie poddawać działaniu wysokich lub niskich temperatur.





### Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu rękawic?

Lepiej zapobiegać niż leczyć! Na rynku dostępne są środki, które przynajmniej w teorii rozwiązują problem całkowicie, jednak ich skuteczność należy zweryfikować samemu. Warto pamiętać, że każdy ma inną florę bakteryjną i różnie może ona reagować na dany środek. Dodatkowo trzeba dokładnie sprawdzić skład produktu, ponieważ źle dobrany produkt, może spowodować uszkodzenie rękawic.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Waga:** 10 oz , 12 oz , 14 oz , 16 oz