

Link do produktu: <https://centrumkulturystryki.pl/zestaw-20-kg-obciazenie-zeliwne-29mm-gryf-lamany-hrd-system-p-4823.html>



## Zestaw 20 kg obciążenie żeliwne 29mm + Gryf łamany - HRD System

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena                    | <b>324,99 zł</b>         |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy        | <b>ZOHR29CZAG25-0001</b> |
| Łączna waga             | <b>26 kg</b>             |
| Zestaw                  | <b>tak</b>               |
| Liczba sztuk w zestawie | <b>5 szt.</b>            |
| Model                   | <b>żeliwne</b>           |
| Kod producenta          | <b>zestaw-obciazenia</b> |
| Rodzaj                  | <b>żeliwne</b>           |
| Marka                   | <b>Beltor</b>            |

### Opis produktu

## Zestaw 20kg obciążenia żeliwne krążek + gryf 120cm podwójnie łamany 25mm

Żeliwne talerze o konstrukcji Tri-Grip, która pozwala na szybką zmianę na sztandze lub gryfie

Obciążenia wykonane z wysokiej jakości żeliwa, dzięki czemu sprawdza się zarówno w siłowniach komercyjnych i domowych. Powierzchnia zabezpieczona specjalną farbą.

## GRYF ŁAMANY PODWÓJNIE 120cm / 25mm + ZACISKI

Hartowany gryf łamany podwójnie firmy **Platinum Fitness** o bardzo wysokiej jakości wykonania zapewni doskonałe trzymanie w dłoniach dzięki nacięciom części chwytnej oraz bardzo długą eksploatację, a zaciski śrubowe zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania oraz szybką i wygodną zmianę obciążeń.

### Dane techniczne gryfu:

- Długość całkowita gryfu: ~ 120 cm
- Średnica: ~ 25 mm
- Waga: ~ ok 5,4 kg
- Długość części gwintowanej: ~ 2x18 cm
- Długość części chwytnej: ~ 83 cm

## 4x OBCIĄŻENIE 5 KG

- **Waga krążka:** ~5kg
- **Średnica otworu na gryf:** 29mm
- **Powłoka:** Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał:** żeliwo
- **Średnica krążka:** 23,5cm
- **Grubość krążka:** 19mm/28mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)