

Link do produktu: <https://centrumkulturystylki.pl/zielony-pas-karate-shinkyokushinkai-z-haftem-do-kimona-karategi-280-cm-beltor-p-8655.html>



ZIELONY PAS KARATE SHINKYOKUSHINKAI Z HAFTEM DO KIMONA KARATEGI 280 cm - BELTOR

Cena **49,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **B2498**

Opis produktu

Beltor Zielony pas karate Shinyokushinkai z haftem - 280 cm



Zielony pas - Midori obi

Zielony kolor jest wytworem zmieszania żółtego, czyli żywiołu ognia i niebieskiego, czyli żywiołu eteru. Nawiązuje on do czary serca, znajdującej się na wysokości serca. Jej żywiołem jest Powietrze – symbol emocji, wrażliwości i uczuć. Zielony pas to pierwszy ze stopni zaawansowanych. Posiadacz pasa skupia się głównie na prawidłowym oddychaniu i doskonaleniu podstawowych technik. Dodatkowo nauka obejmuje sposoby poruszania się i obowiązkowych kata. Pokorne doskonalenie swoich umiejętności pozwolą na uzyskanie pasa w kolorze brązowym.

Dane techniczne:

Długość: 280 cm

Szerokość: 4 cm

Materiał: 100 % bawełna

Staranne wykończenie od początku do końca!

Pas wzmocniony jest aż 8 szeregowym przeszyciem z użyciem mocnych i grubych nici. Skrajne elementy są dodatkowo wzmocnione i wykończone w estetyczny sposób, dzięki czemu pas nie ulega zniszczeniom i wytrzymuje intensywne treningi! Szerokość pasa została dopasowana tak, aby z łatwością można było go zawiązać.

Haft został wykonany z najwyższą starannością, gwarantując trwałość, która będzie cieszyć przez lata. Stanowi doskonały sposób na wyróżnienie swojego stopnia zaawansowania, łącząc estetykę z głęboką symboliką.





Beltor - Marka wybierana przez mistrzów!

Polecany jest przez najlepszych zawodników ze świata karate, którzy cenią sobie profesjonalną jakość wykonania i komfort użytkowania! Dąż do osiągnięcia perfekcji technik sztuki walki karate i duchowego spokoju tą samą drogą co najlepsi zawodnicy!





Jak dobrać długość pasa?

Wszystko zależy nie tylko od obwodu zawodnika, ale również od stylu wiązania. Zwykle kobiety zawiązują pasy w talii, a mężczyźni na biodrach. Najlepszym sposobem jest zmierzenie długości przy pomocy sznurka, taśmy lub innego pasu materiałowego. Należy zawiązać go w pożądanym sposobie, dodać dodatkowo około 5-8 cm więcej centymetrów na węzeł (ze względu na szerokość pasa) oraz dopasować długość obu końców jakiego chcemy uzyskać w docelowym pasie. Dopasowany w ten sposób sznurek lub taśmę należy odpowiednio oznaczyć, a po zdjęciu zmierzyć jego długość. Pas można owijać pojedynczo lub podwójnie, z tego względu dobór rozmiaru jest bardzo indywidualny.